

RBトレーニングチューブPAT.P.

トレーニングチューブ  
新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

ハードタイプ

ソフトタイプ

スーパーソフトタイプ



イエロー ブルー



ピンク パープル



ライトグリーン グリーン  
1m+2mの2本組

〈ハードタイプ〉

20R2000H [BL]4986147252211  
[YL]4986147252228

¥2,500

- サイズ:長さ2.5m
- カラー/ブルー・イエロー
- 新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

〈ソフトタイプ〉

20R2000S [PI]4986147252112  
[PU]4986147252129

¥2,000


- サイズ:長さ3m
- カラー/ピンク・パープル
- 新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

〈スーパーソフト〉

20R2200S 4986147252310

¥2,000

- サイズ:長さ1m(ライトブルー)+2m(グリーン)
- カラー/ライトブルー+グリーン
- 新素材(無臭特殊合成ゴム)使用



① 無臭であること

特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有の臭いもなく、使用後も手に臭いが残らず、女性にも安心してご使用いただけます。

② 楕円形状で手にくい込まない

断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、他のチューブと違い手にくい込むことがありません。

2大特長 実用新案



BBバンド トレーニングラバー



BBバンド トレーニングラバー  
〈ハードタイプ〉

20R2500H 4986147251124

¥2,300

- サイズ:長さ2m×幅15cm
- カラー/グリーン
- 天然ゴム使用

〈ソフトタイプ〉

20R2500S 4986147251115

¥1,800

- サイズ:長さ2m×幅15cm
- カラー/ピンク
- 天然ゴム使用

BBバンド 45mロール  
〈ハードタイプロール〉

20R2500HR 4986147251252

¥26,000

- サイズ:長さ45m×幅15cm
- カラー/グリーン
- 天然ゴム使用

〈ソフトタイプロール〉

20R2500SR 4986147251153

¥23,000

- サイズ:長さ45m×幅15cm
- カラー/ピンク
- 天然ゴム使用

団体やチームでの使用には45mのロールでの販売も致しております。

チューブの特性

- 支点で支えることにより方向性を変化させることができる。
- 強度を段階的に加えてゆくことができる。(上記の強度表参照してください。)
- 支点から距離を変えることにより強度、強度変化を変えることができる。(逆にダンベルのメリットはただ待つだけで重力方向に一定の負荷をかけたままにすることができるので、用途に応じて使い分けましょう。)

握り方



特長

幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させたい時に有効、弱い要力に利点があります。

野球でのトレーニング例

BBバンドソフトロールタイプ使用



水泳でのトレーニング例

BBバンドハードロールタイプ使用



強度 強

中

弱

トレーニングチューブ  
ブルー イエロー  
男性用 多くの男性、  
標準タイプ 運動されている  
女性の方  
女性用  
中級者~

トレーニングチューブ  
ピンク パープル  
これから  
トレーニングを  
始める方用  
一般標準タイプ

BBバンド




トレーニングチューブ

BBバンド



これからトレー  
ニングを始める方  
中年用標準タイプ  
高齢者用ハードタイプ

高齢者  
外傷後のリハビリ  
産後運動  
ローテータカフのトレーニング  
用野球のトレーニング用



トレーニングチューブ強度表	ハードタイプ	ソフトタイプ	スーパーソフト
50cm → 75cm	約4.0kg	約2.5kg	約1.5kg
50cm → 100cm	約5.5kg	約3.5kg	約2.0kg
50cm → 125cm	約7.5kg	約4.5kg	約2.5kg
50cm → 150cm	約10.0kg	約6.0kg	約3.5kg

BBバンド強度表	ソフトタイプ	ハードタイプ
50cm → 75cm	約1.3kg	約2.1kg
50cm → 100cm	約2.1kg	約3.3kg
50cm → 125cm	約2.7kg	約4.0kg
50cm → 150cm	約3.2kg	約5.0kg